

CS 550



L'ÉCRAN D'OPTOTYPES HAUTE DÉFINITION



CS 550

ÉCRAN D'OPTOTYPES



Min : 1,5 m

Max : 6 m



Optométrie





LARGE GAMME DE TESTS

- Plus de 100 tests et masques pour une évaluation précise et efficace de la performance visuelle
 - Acuité visuelle: Snellen, C de Landolt, dessins pour enfant, chiffres and lettres incluant ETRS.
 - Tests spéciaux: contraste, vision binoculaire, anisétropie, rouge/vert, astigmatisme...
- Défilement aléatoire et mode miroir.

MODES DE PILOTAGE

- Télécommande infra-rouge munie d'un afficheur LCD pour une visualisation aisée des optotypes.
- Connexion avec l'APH 550 pour une chaîne de réfraction automatisée.

OPTIONS

- Pied de sol, lunettes rouge/vert

TAILLE DE L'ÉCRAN	19"	TESTS	Type A (Indication Décimale) Type B (Indication Pied et Métrique)
LUMINOSITÉ	80 - 320 Cd/M ²	Optotypes	Lettres, Landolt C, chiffres, lettres, Snellen, dessins pour enfant,
RÉSOLUTION	From 100% to 1.5%	Masques et tests	Astigmatisme Vision Binoculaire Coïncidence (anisétropie) Rouge/Vert Hétérophorie Stéréoscopie
DISTANCE DE PROJECTION	1.5 à 6 m	DIMENSIONS ET POIDS	436 (L) x 362 (H) x 60 (P) mm - 5.5 kg
NOMBRE DE TESTS	100	ALIMENTATION	AV 100-120 V/220-240 V, 50-60 Hz
PROGRAMMATION	2 séquences de tests	Marquage CE de conformité	
ACCESSOIRES STANDARD	Cable USB mini de recharge (télécommande), Fixation murale		

Dans un souci d'amélioration, les photos et spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

FONCTIONS PRODUITS



Taille de l'écran



Distance de projection



Connection sans fil



Division Instruments
64 bis, avenue Aubert
94306 Vincennes Cedex France
Tel: 33 (0)1 72 94 71 00
Fax: 33 (0)1 72 94 70 27
www.essilor-instruments.com

Votre contact :