

VISIOFFICE® 2: Connectivité



Internet



Tables de vente



▶ Accès aux dossiers porteurs et aide à la vente

Serveur



▶ Mises à jour automatiques du logiciel et des nouvelles mesures

Système de contrôle des commandes/PMS*



▶ Échanges de données

*PMS: Practice Management Software



VISIOFFICE® 2

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE DANS LA PERSONNALISATION DES VERRES



Dimensions (mm)

- ▶ (H) 2150 x (B) 540 x (D) 480
- ▶ Antennes (B) 1020

Pour plus d'information, contactez votre représentant du Groupe Essilor

- Système multifonctionnel tout-en-un
- Exclusivité et précision des prises de mesures
- Logiciel d'aide à la vente interactif et personnalisé

Visiooffice[®] 2
powered by **Activisu[®]**

Offrez à vos clients une expérience unique

En mesurant les paramètres physiologiques et comportementaux, **VISIOFFICE® 2** révolutionne le monde des verres personnalisés.

Il vous permet de faire **croître votre chiffre d'affaires** et d'aider à la **fidélisation de votre clientèle**.

Des prises de mesures rapides et précises

- ▶ Précision des prises de mesures grâce à la nouvelle caméra HD.
- ▶ Des prises de mesures exclusives : la localisation du centre de rotation de l'œil en 3 dimensions, l'identification de l'œil dominant directeur et la mesure de la distance de lecture.
- ▶ Précision des résultats tout en éliminant l'effet de parallaxe : précision au degré le plus près en terme d'angle et jusqu'à 1/10 mm en terme de distance.

Un nouveau design ergonomique

- ▶ Aspect moderne.
- ▶ Champ de la caméra élargi pour des prises de mesures adaptées aux porteurs de toutes tailles.
- ▶ Clip s'adaptant à toutes les montures.
- ▶ Écran tactile HD 16/9 pour une meilleure résolution de l'image.

Une nouvelle navigation plus ergonomique

- ▶ Navigation simplifiée permettant des prises de mesures rapides.
- ▶ Les paramètres de port sont calculés en moins de 40 secondes.
- ▶ Toutes les mesures sont calculées en moins de 3 minutes.

Un soutien interactif à la vente

- ▶ Démontrez, grâce à des vidéos et animations interactives, les avantages de chaque produit.
- ▶ Informez vos porteurs en présentant les designs, les traitements, les matériaux et les solutions solaires pour supporter votre discours.
- ▶ Grâce à sa technologie numérique, Visioffice peut photographier et filmer vos clients afin de les aider dans la sélection de leur monture.

Bénéficiez de mesures exclusives

La personnalisation Essilor avec **4 prises de mesures exclusives**.



▶ CEIL DOMINANT DIRECTEUR
VARILUX® 4D



▶ CENTRE DE ROTATION DE L'ŒIL
eyecode®

Grâce à l'outil de mesure S 4D, le Visioffice permet d'identifier l'œil dominant directeur. Une exclusivité vous permettant d'offrir Varilux® S 4D à vos porteurs.

La mesure dynamique de l'œil en 3D du Visioffice détermine la position exacte de chaque centre de rotation de l'œil, point de référence absolu pour le calcul et l'ajustement des verres.

▶ OPTIMISATION DE LA POSTURE NATURELLE



La prise en compte de l'angle d'inclinaison de la tête optimise les résultats de mesure des hauteurs et de l'angle pantoscopique.

▶ COEFFICIENT TÊTE/ŒIL



Le Visioffice mesure le coefficient tête/œil qui prend en compte le comportement visuel du porteur.

La technologie 4D, la révolution dans la personnalisation des verres.

Autres paramètres : distance de lecture, angle pantoscopique, angle de galbe, vertex, hauteur de montage, dimensions de la monture.

Gamme complète de modules de démonstration



Interface pour la sélection de monture



Simulations de verres personnalisés



Information et éducation des porteurs



Explication des bénéfices des verres

Visioffice® 2
powered by **Activisu®**