


VISIOFFICE[®] 3

By **ACTIVISU[®]**




**LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE VISIOFFICE**

VOIR PLUS.
VIVRE PLUS.



VISIOFFICE® 3 : LA RÉFÉRENCE DES SOLUTIONS DE PRISE DE MESURE DIGITALES


Avec un nouveau design élégant et épuré ainsi que de nouvelles fonctionnalités, Visioffice® 3 offre la plus grande précision de la gamme Visioffice®. Il contribue à la création d'une expérience mémorable pour le client et s'impose comme l'outil indispensable à la réalisation de verres haut de gamme.



CHOIX DE MONTURE MISE EN VALEUR DE L'OFFRE MAGASIN

Prenez des photos et vidéos pour simplifier la comparaison et le choix de monture de vos clients. Ce module est particulièrement apprécié des forts amétropes.

- › Détection automatique du visage
- › Fluidité de navigation
- › Comparaison des photos



PRISE DE MESURES PERSONNALISATION DES VERRES

Obtenez une précision de mesures inégalée grâce à la reconstitution 3D Activisu® en moins de 40 secondes. Offrez une expérience client différenciante et valorisez votre savoir-faire.

- › Écarts pupillaires en vision de loin
- › Hauteurs pupillaires en vision de loin
- › DCRO et DVO
- › Angle pantoscopique et galbe
- › Œil directeur
- › Distance de lecture
- › Compatible NVB

ALLEZ PLUS LOIN DANS LA PERSONNALISATION DES VERRES AVEC L'OPTION H3D

H3D est un protocole exclusif et breveté qui étudie la posture naturelle du porteur et lui assure un confort de vision optimal.

Les paramètres mesurés sont automatiquement pris en compte dans les mesures effectuées par les algorithmes Visioffice® 3.



VISIOFFICE® 3
UNE PRÉCISION
AU 1/10^e DE MM




ILLUSTRATION DES BÉNÉFICES PORTEURS

PLUS-VALUE DES VERRES PERSONNALISÉS

Ce module interactif compare les mesures génériques avec celles que vous venez de réaliser sur votre client avec Visioffice® 3. Il vous permet d'expliquer de manière simple et précise les bénéfices d'un verre personnalisé et de souligner votre expertise.



CHOIX DES VERRES ET TRAITEMENTS

MISE EN SITUATION VIRTUELLE ET RÉALISTE

Des contenus vidéos thématiques adaptés aux nouveaux modes de vie des porteurs permettent d'expliquer aux clients les bénéfices des verres et traitements disponibles.

CARACTÉRISTIQUES

Caméra HD réglable en hauteur avec détection automatique du visage • Laser de positionnement • Écran HD tactile et orientable • Dispositif de détection automatique des reflets cornéens • Existe en noir et en blanc • Disponible en version intégrée

Dimensions : (H) 2115 x (L) 540 x (P) 480 mm • Amplitude de la caméra : (H) 1100/1907 mm

LOGOS RÉTRO-ÉCLAIRÉS

Un design produit modernisé pour valoriser le point de vente

PLACEMENT AUTOMATIQUE DE LA CAMÉRA

Position optimale de la caméra au niveau du regard du client

CAMÉRA HD

Qualité optimale des photos pour des mesures toujours plus précises

NOUVELLE INTERFACE MODERNE ET INTUITIVE

Pour une prise en main rapide de la solution

LASER DE POSITIONNEMENT

Place le client facilement à la bonne distance pour effectuer les mesures.

Pour obtenir plus d'informations,
merci de contacter votre représentant Essilor : www.essilor.com